

## Testösszetétel monitor OMROB BF 511-E

Professzionális teljes testösszetételt mérő digitális mérleg és monitor



Ennek a készüléknek a segítségével pontos méréseket végezhet az alábbi testösszetétel-paraméterek tekintetében, és értelmezheti az eredményeket:

Testzsír (%)

Zsigeri zsír (legfeljebb 30 szintig)

BMI (testtömegindex)

Vázizomzat (%)

Emellett a nyugalmi anyagcsere arány (kcal) meghatározza a napi kalóriaigényt, és referenciaként szolgál a testsúlycsökkentő program számára.

Az OMRON egyedi, mindkét kezét és lábat felhasználó 8 érzékelős technológiája a legpontosabb módszert biztosítja a teljes test méréséhez.

Az OMRON BF511 testösszetételt elemző monitor legalább 6 éves korú gyermekek, valamint felnőttek számára használható 150 kg testsúlyig bezárólag.

## Műszaki adatok:

<b>Megnevezés</b>	<b>BF511</b>
<b>Termék</b>	Testösszetélt elemző monitor
<b>Modell</b>	<b>HBF-511B-E / HBF-511T-E</b>
<b>Kijelző</b>	<b>Testtömeg:</b> 0–150 kg között; 0,1 kg-os lépésekben (0,0–330,0 font között 0,2 fontos lépésekben) <b>Testzsírszázalék:</b> 5,0–60,0% között; 0,1%-os lépésekben <b>Vázizomszázalék:</b> 5,0–50,0% között; 0,1%-os lépésekben <b>BMI (testtömeg-index):</b> 7,0–90,0 között; 0,1-es lépésekben <b>Nyugalmi anyagcsere:</b> 385–3999 kcal 1 kcal lépésekben <b>Viszcerális zsírszint:</b> 30 szint, szintenkénti lépésekben <b>BMI (testtömeg-index) besorolás:</b> – (A normálnál kisebb súly) / 0 (Normális) / + (Túlsúlyos) / ++ (Elhízott) 4 szint, azon belül mindegyikben 3 fokozat <b>Testzsírszázalék és vázizomszázalék besorolás:</b> – (Alacsony) / 0 (Normális) / + (Magas) / ++ (Nagyon magas) 4 szint, azon belül mindegyikben 3 fokozat <b>Viszcerális zsírszint besorolás:</b> 0 (Normális) / + (Magas) / ++ (Nagyon magas) 3 szint, azon belül mindegyikben 3 fokozat
<b>Adatok beállítása</b>	<b>Magasság:</b> 100,0–199,5 cm között (3' 4" – 6' 6 3/4" között) <b>Életkor:</b> 6–80 év között <b>Nem:</b> Férfi/Nő * Mértékegységek: kg (cm) / font (láb • hüvelyk) * A testzsírszázalék, a testzsírszázalék besorolása, a vázizomszázalék, a BMI, a BMI besorolása és a nyugalmi anyagcsere esetében az életkori tartomány 6–80 év. * A viszcerális zsírszint, a viszcerális zsírszint besorolása és a vázizomzat százaléka esetében az életkori tartomány 18–80 év.
<b>Súlymérési pontosság</b>	0,0 – 40,0 kg között: ±0,4 kg (0,0 – 88,2 font között: ±0,88 font) 40,0 – 150,0 kg között: ±1% (88,2 – 330,0 font között: ±1%)
<b>Pontosság (S.E.E.)</b>	<b>Testzsírszázalék:</b> 3,5% <b>Vázizomszázalék:</b> 3,5% <b>Viszcerális zsírszint:</b> 3 szint
<b>Áramellátás</b>	4 db AA elem (R6) (Használhat AA alkáli elemeket is (LR6).)
<b>Elem élettartama</b>	Körülbelül 1 év (mangán elemeket használva, napi négy méréssel)
<b>Működési hőmérséklet / Páratartalom</b>	+10 és +40 °C között 30–85% relatív páratartalom mellett
<b>Tárolási hőmérséklet/ Páratartalom/ Légnyomás</b>	-20 és +60 °C között 10–95% relatív páratartalom és 700–1060 hPa légnyomás mellett
<b>Súly</b>	Körülbelül 2,2 kg (4,85 font) (az elemeket is beleértve)
<b>Külső méretek</b>	<b>Kijelző egység:</b> Körülbelül 300 (szélesség) × 35 (magasság) × 147 mm (mélység) (Körülbelül 11 3/4" (szélesség) × 1 3/8" (magasság) × 5 3/4" (mélység)) <b>Fő egység:</b> Körülbelül 303 (szélesség) × 55 (magasság) × 327 mm (mélység) (Körülbelül 11 7/8" (szélesség) × 2 1/8" (magasság) × 12 7/8" (mélység))
<b>A csomag tartalma</b>	Testösszetélt monitor, 4 AA mangán elem (R6), használati útmutató, Garanciajegy



=Típus BF

**CE** 0197

A készülék teljesíti az orvosi eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv előírásait.